

Gebrauchsanweisung

Color@body MC power

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung Ihres Color@body MC power vor Inbetriebnahme sorgfältig durch und beachten Sie bitte sämtliche Hinweise und Empfehlungen.

Der Color@body MC power hat keine Zulassung nach dem Medizinproduktegesetz und darf deshalb nicht in der Heilkunde eingesetzt werden.

Der Color@body MC power kann für kosmetische, für Wellness- und Fitnessbehandlungen, zur Linderung kleinerer Beschwerden sowie für Harmonisierungen von Körper und Geist eingesetzt werden. Er sollte nur bei gesunden Menschen angewendet werden.

Funktionsprinzip

Der Color@body MC power nutzt die Fähigkeiten der menschlichen Zellen auf Licht- und Farbreize zu reagieren.

Gerätebeschreibung

Im Gehäuse befindet sich neben einer Batterie oder einem Akku (NiMH) eine elektronische Schaltung mit Mikroprozessor-Steuerung, die 36 3-farbige Leuchtdioden (LED = Light Emitting Diode) ansteuert, sowie die Ladeelektronik für die Akkus. Die Farb-Reihenfolge ist festgelegt und wird in der Reihenfolge der Regenbogenfarben bei jedem Einschaltvorgang weitergestellt:
Rot – Orange – Gelb – Grün – Türkis – Blau – Violett

Inbetriebnahme des Geräts

Nach Einlegen der beiliegenden Akkus (3x1,2V/NiMH/1300mAh/AA) ist das Gerät nicht betriebsbereit. Erst nach 3 ... 6 Std. sind die Akkus vollständig geladen. Zum Einlegen der Akkus schieben Sie auf der Hinterseite den Deckel nach unten. Beachten Sie die Polung: (+) und (-) - Symbole, die im Batteriefach eingepreßt sind. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil und/oder die Ladeschale. Wenn Sie das Gerät ohne Akkus am Netzteil betreiben, ist die Funktion nicht gewährleistet. Wenn Sie Batterien verwenden, dürfen Sie das Netzteil nicht anschließen.

Reinigung und Desinfektion

Zur Reinigung und Desinfektion können allgemein übliche Haushaltsreinigungsmittel bzw. Oberflächendesinfektionsmittel verwendet werden. Das Gerät nur feucht abwischen, niemals ins Wasser oder in eine Desinfektionsmittellösung legen.

Sicherheitshinweis

Diese Gebrauchsanweisung ist wesentlicher Bestandteil des Color@body MC power. Legen Sie das Gerät nie in die Nähe von Wärmequellen (Heizkörper, Wärmeplatten) oder Feuchtigkeit (Badewanne, Waschbecken).

Die Batterien und Akkus dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.

Betreiben Sie den Color@body MC power nur bei Betriebstemperaturen zwischen 10°C und 35°C.

Lieferumfang

1 Color@body MC power (Gerät), Ladeschale, Netzteil, 3 Akkus (Format AA), 1 Gebrauchsanweisung, Verpackung

Garantie

Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre. Sie beginnt mit dem Zeitpunkt der Übergabe des Geräts, der durch Rechnung oder andere Unterlagen zu belegen ist. Der Hersteller räumt dem Käufer nach seiner Wahl zusätzlich zu dem ihm zustehenden gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen aus dem Kaufvertrag einen Anspruch auf Nachbesserung ein. Die Nachbesserung umfasst die innerhalb der Garantiezeit auftretenden Mängel des Geräts, die nachweislich auf Material- oder Fertigungsfehlern beruhen. Das Recht auf Nachbesserung entfällt, wenn die Mängel auf unsachgemäßer Handhabung, auf Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung oder auf Eingriffen von Dritten beruhen. Die Garantieleistungen werden ohne Berechnungen durchgeführt; sie bewirken weder eine Verlängerung noch einen Neubeginn der Garantiezeit. Ausgewechselte Teile gehen in das Eigentum des Herstellers über.

Verschleißteile (Akkus) sind von der Garantie ausgenommen.

Erfolgt die Beanstandung zu Unrecht, ist das garantieleistende Unternehmen berechtigt, für Prüfung und Versand des Geräts eine angemessene Vergütung (z.B. per Nachnahme) zu verlangen.

Im Servicefall bitte das Gerät mit dem Kaufbeleg an folgende Servicestelle senden:

Durango medi-tech Medizintechnik GmbH
Kälberschüttstr. 1a
85053 Ingolstadt
Tel: 0841/8814003-0
Fax: 0841/8814003-50
email: coloratbody@durango.de