

ENZYMED Applikatoren



Matten-Applikator



Stab-Applikator



Liegen-Applikator
(nur für ENZYMED professional)



Ergonom-Applikator



Sessel-Applikator



Flächen-Applikator



Kissen-Applikator



Manschetten-Applikator



Decken-Applikator



Tinnitus-Applikator



Licht-Stab-Applikator
(rot, blau oder grün)



Licht-Ergonom-Applikator
(gelb/orange/rot/blau/grün
oder rot/infrarot)

Bewusste Lebensführung und verantwortungsvoller Umgang mit unserem Körper -

deshalb regelmäßig
pulsierende
Magnetfeldtherapie



Die Geräte sind zertifiziert
nach Anhang II, Abschnitt 3
der Richtlinie 93/42 EWG
und tragen die
CE-Kennzeichnung CE 0297



SCHOBER
medicare GmbH


www.schober-medicare.de

Fragen Sie uns !

Unser Team berät Sie gerne!

Therapie mit elektromagnetischen Feldern

... eine Alternative
für mehr Lebensqualität



Lange bevor es Leben gab,
war der Kosmos bereits von Energiefeldern durchdrungen
- ein wichtiger Faktor der Evolution.
Dieselben Energiefelder spielen auch in Mensch und Tier
eine wichtige Rolle beim Wachstum, der Regeneration
und Heilung, beim Schlaf, der Ausgeglichenheit und
der inneren Harmonie.

Stand 03/09



SCHOBER
medicare GmbH

Unzufrieden mit Ihrer Gesundheit ?

Sie wollen selbst etwas tun für mehr Wohlbefinden ?

Bequem zu Hause ?

Unsere Lösung für Sie :

Pulsierende Magnetfeld-Resonanz-Therapie

Elektromagnetische Schwingungen sind es, die den verschiedenen Erscheinungsformen der Natur ihre Struktur geben und darin ein funktionierendes Ganzes bilden.

Elektromagnetische Schwingungen vermitteln, dass dieses Ganze mehr ist, als die Summe seiner Teile. Kommt es zu Energiemangelscheinungen oder Störungen des Energieflusses im Körper, funktioniert das optimale Zusammenspiel der Teile nicht mehr, es kommt zu Abweichungen von den Sollfunktionen, die wir dann als Krankheit definieren.

Für alle höheren Lebewesen bilden die Sonnenstrahlung, die kosmische Strahlung und das Erdmagnetfeld Grundlagen der Existenz. Auch innerhalb des Organismus sind die meisten Informations- und Steuerungsprozesse von elektromagnetischen Vorgängen getragen. Zum Beispiel Nervensignale, Ionenaustausch, Eiweissynthese, Enzym- und Hormonfunktion. Es gibt wichtige Indizien dafür, dass

- Stress
- falsche Ernährung
- Umweltgifte
- Elektromog
- Bewegungsmangel
- nicht ausreichender Aufenthalt in der freien Natur

die körpereigenen Mechanismen negativ beeinflussen. Das Entstehen von Krankheiten kann die Folge sein.

Anwendung

Im menschlichen Körper laufen
- bioelektrische energetische Prozesse
- bioelektrische nachrichtentechnische Prozesse
- bioelektrische Regelprozesse
hierarchisch und statistisch wohlgeordnet ab - wenn der Körper gesund ist. Gesund bedeutet Ordnung!

Pulsierende Magnetfeld-Resonanz-Therapie hilft, die Ordnung im ganzen Körper wiederherzustellen, denn ein Magnetfeld im Niederfrequenzbereich erreicht praktisch jeden Punkt des Körpers.



Gegenanzeigen / Kontraindikationen

Nebenwirkungen sind nicht bekannt. Wie auch bei vielen anderen Therapien ist jedoch eine Erstverschlimmerung der Beschwerden typisch.

Nicht anwenden bei :

- implantierten elektrischen Geräten (z. B. Herzschrittmacher)
- Schwangerschaft und stillenden Müttern
- akute Zustände mit hohem Fieber
- medikamentös nicht kompensierte Anfallsleiden (z. B. Epilepsie)
- schweren Herzrhythmusstörungen

ENZYMED professional



Die Konzeption wurde nach dem modernsten Stand der Technik realisiert. Als einziges Gerät seiner Art gewährleistet es innerhalb der Programme eine in Vor-, Haupt- und Nachbehandlung gegliederte Anwendung durch an- und absteigende Intensität des Magnetfeldes.

Programme:

P1 "Beruhigung"	überwiegend 4 Hz
P2 "Stimulation"	überwiegend 20 Hz
P3 "Multifrequenz-Programm"	überwiegend 0,5 - 100 Hz
P4 "Regeneration"	überwiegend 2 - 22 Hz
P5 "Harmonisierung"	überwiegend unter 2 Hz

Alternativ sind zur Berücksichtigung individueller Verträglichkeiten, Therapiebedürfnisse oder ärztlicher Verordnung die Zeitdauer in 6 Stufen und die Intensität in 10 Stufen einstellbar.

ENZYMED home



Dieses Steuergerät beinhaltet das vielseitig einsetzbare Programm P4 aus dem ENZYMED professional. Wie dort können Therapiezeit und Intensität abweichend vom Programm variiert werden. Das Gerät ist komfortabel, sicher in der Anwendung und überzeugt durch seine Mobilität.

Die Handhabung und Bedienung des Systems ENZYMED home ist außerordentlich einfach.